

# ピペットチップ適合表

※表記のメーカーピペットは一例です。

	当該商品	容量 ( $\mu$ l)	Eppendorf			Gilson	ニチリョー		Biohit			
			Reference 4910	Research V	Research M	PIPETMAN Pシリーズ	NichpetEX		フロライン・マニュアル・ピペット			
							シングルch	8ch	シングルch	8ch		
チップバルク・ピペタラックチップ	A.720 APR.20 シリーズ	20	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l (グレイ)	0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	P-10 (0.5~10 $\mu$ l)	0.1~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l		
	A.200C A.200Y APR.200Y シリーズ	200	2~20 $\mu$ l (黄) 10~100 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※300 $\mu$ lまで可)	P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	5~50 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※300 $\mu$ lまで可)	2~20 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	50~300 $\mu$ l (※300 $\mu$ lまで可)		
	A.200L APR.200L シリーズ	200			10~100 $\mu$ l							
	70.760.002 APR.200 シリーズ	200			10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	P-20 (2~20 $\mu$ l) P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l)					5~50 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで可)	50~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで可)
	A.110MC	200			10~100 $\mu$ l							
	A.105	200										
	A.1000B A.1000C APR.1000 シリーズ	1,000			50~ 250 $\mu$ l 100~ 1,000 $\mu$ l	100~ 1,000 $\mu$ l					—	P-1000 (200~ 1,000 $\mu$ l)
	A.20982	1,000			—							
	A.5000	5,000	—	—	—	P-5000 (1,000~ 5,000 $\mu$ l)	—	—	—	—		
	ピペタラックフィルターチップ	APR.F10 シリーズ	10	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l (グレイ) (※10 $\mu$ lまで)	0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	P-10 (0.5~10 $\mu$ l)	0.1~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	
APR.F20 シリーズ		20	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l (グレイ)									
APR.F30 シリーズ		30	2~20 $\mu$ l (黄) 10~100 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l (※30 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※30 $\mu$ lまで)	10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※30 $\mu$ lまで)	P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l) (※30 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※30 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※30 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※30 $\mu$ lまで)	—		
APR.F100シリーズ (在庫限りで販売中止予定)		100	2~20 $\mu$ l (黄) 10~100 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	P-200 (20~200 $\mu$ l) (※100 $\mu$ lまで)	10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)		
APR. F100C シリーズ		100				P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l) (※100 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)					
APR.F200 シリーズ		200	50~200 $\mu$ l	20~200 $\mu$ l	—	P-200 (20~200 $\mu$ l)	20~200 $\mu$ l	40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l	5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)		
APR. F200C シリーズ		200			30~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)					50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)		
APR.F200L シリーズ		200	2~20 $\mu$ l (黄) 10~100 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	10~100 $\mu$ l	P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l)	10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで可)	2~20 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	50~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで可)		
APR.F1000 シリーズ		1,000	100~ 1,000 $\mu$ l	100~ 1,000 $\mu$ l	—	P-1000 (200~ 1,000 $\mu$ l)	100~ 1,000 $\mu$ l	—	100~ 1,000 $\mu$ l	—		

# ピペットチップ適合表

※表記のメーカーピペットは一例です。

当該商品	容量 ( $\mu$ l)	Finepipette					Brand		High Tech Lab	
		デジタル		カラー	フォーカス		トランスファーパーペット		ラボペットディスカバリー	
		シングルch	マルチch		シングルch	マルチchプラス	シングルch	マルチch	シングルch	マルチch
A.720 APR.20 シリーズ	20	0.2~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	—	0.3~3 $\mu$ l 0.5~5 $\mu$ l 1~10 $\mu$ l (micro)	1~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l
A.200C A.200Y APR.200Y シリーズ	200	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*300 $\mu$ l まで可)	0.5~10 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	1~10 $\mu$ l 3~30 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*300 $\mu$ lまで 可)	5~50 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*300 $\mu$ lまで 可)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*300 $\mu$ lまで 可)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~250 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)	5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*300 $\mu$ lまで 可)
A.200L APR.200L シリーズ	200				1~10 $\mu$ l 3~30 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)	5~50 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)
70.760.002 APR.200 シリーズ	200				1~10 $\mu$ l 3~30 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)	5~50 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)
A.110MC	200				1~10 $\mu$ l 3~30 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)	5~50 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)
A.105	200				1~10 $\mu$ l 3~30 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)	5~50 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)		5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ lまで 可)
A.1000B A.1000C APR.1000 シリーズ	1,000	100~ 1,000 $\mu$ l	—	100~ 1,000 $\mu$ l	100~ 1,000 $\mu$ l	—	100~ 1,000 $\mu$ l	—	100~ 1,000 $\mu$ l	—
A.20982	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A.5000	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
APR.F10 シリーズ	10	0.2~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l	—	0.3~3 $\mu$ l 0.5~5 $\mu$ l 1~10 $\mu$ l	1~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l (*10 $\mu$ lまで)	0.5~10 $\mu$ l	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l
APR.F20 シリーズ	20			—	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l					
APR.F30 シリーズ	30	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (*30 $\mu$ lま で)	3~30 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)	2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~250 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*30 $\mu$ lまで)
APR.F100 シリーズ (在庫 限りで販売中止予 定)	100	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)	50~300 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (*100 $\mu$ l まで)	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)	30~300 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)	2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~250 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*100 $\mu$ lまで)
APR.F100C シリーズ	100									
APR.F200 シリーズ	200	20~200 $\mu$ l	50~300 $\mu$ l (*200 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l	10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*200 $\mu$ lまで)	30~300 $\mu$ l (*200 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l	2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*200 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l 50~250 $\mu$ l (*200 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*200 $\mu$ lまで)
APR.F200C シリーズ	200				5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l					
APR.F200L シリーズ	200	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ l まで可)	5~50 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ l まで可)	5~50 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ l まで可)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ l まで可)	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~250 $\mu$ l (*250 $\mu$ l まで可)	20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (*250 $\mu$ l まで可)
APR.F1000 シリーズ	1,000	100~1,000 $\mu$ l	—	100~ 1,000 $\mu$ l	100~1,000 $\mu$ l	—	—	—	100~1,000 $\mu$ l	—

チップバルク・ピペタランチップ

ピペタチップ・フィルターチップ

# ピペットチップ適合表

※表記のメーカーピペットは一例です。

	当該商品	容量 ( $\mu$ l)	Eppendorf	Gilson	Biohit	Socorex	Finepipette	ニチリョー	Brand
			Reference4910 Research V Research M	PIPETMAN P ウルトラマルテック	シングル マルテック	シングル マルテック	デジタルシングル デジタルマルテック	NichpetEX シングル NichpetEX マルテック	トランスファーピペット シングル、マルテック
70.1130シリーズ	(スタンダード) 70.1130 70.1130.100 70.1130.600 (バイオスフェア) 70.1130.200	10	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l(グレイ)	P-2 (0.1~2 $\mu$ l) P-10 (0.5~10 $\mu$ l)	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	-	0.2~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.1~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	-
	(バイオスフェア) 70.1130.210 (PCR Performance Tested) 70.1130.410	10	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l(グレイ) (※10 $\mu$ lまで)	-	-	-	-	-	-
	(バイオスフェア) 70.1130.212	2.5	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l(グレイ) (※2.5 $\mu$ lまで)	P-2 (0.1~2 $\mu$ l) P-10 (0.5~10 $\mu$ l) (※2.5 $\mu$ lまで)	0.1~2.5 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l (※2.5 $\mu$ lまで)	-	0.2~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l (※2.5 $\mu$ lまで)	0.1~2 $\mu$ l	-
70.1115シリーズ	(スタンダード) 70.1115 70.1115.100 (バイオスフェア) 70.1115.200	20	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l(グレイ)	-	-	0.2~2 $\mu$ l 1~10 $\mu$ l	-	0.1~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l
	(バイオスフェア) 70.1115.212	20	-	-	0.5~10 $\mu$ l	-	0.2~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	-	-
	(バイオスフェア) 70.1115.210 (PCR Performance Tested) 70.1115.410	10	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l(グレイ) (※10 $\mu$ lまで)	-	-	0.2~2 $\mu$ l 1~10 $\mu$ l	-	0.1~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l	0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l (※10 $\mu$ lまで) 0.5~10 $\mu$ l
70.1131 シリーズ	(スタンダード) 70.1131 70.1131.100	<b>NEW</b> 10	-	P-2 (0.1~2 $\mu$ l) P-10 (0.5~10 $\mu$ l)	-	-	-	0.1~2 $\mu$ l 0.5~10 $\mu$ l 2~20 $\mu$ l (※10 $\mu$ lまで)	-
	(バイオスフェア) 70.1131.210	<b>NEW</b> 10	-	1~20 $\mu$ l	-	-	-	-	-
70.760.002タイプ	(スタンダード) 70.760.002 20~200 $\mu$ l 70.760.502 (バイオスフェア) 70.760.202	200	2~20 $\mu$ l(黄) 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	P-20 (2~20 $\mu$ l) P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l)	2~20 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)
	(バイオスフェア) 70.760.212 (PCR Performance Tested) 70.760.412	100	2~20 $\mu$ l(黄) 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l) (※100 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)	10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※100 $\mu$ lまで)
	(バイオスフェア) 70.760.213 (PCR Performance Tested) 70.760.413	20	2~20 $\mu$ l(黄) 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l (※20 $\mu$ lまで)	P-20 (2~20 $\mu$ l) P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l) (※20 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※20 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l (※20 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l (※20 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l (※20 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l (※20 $\mu$ lまで)
70.760.001タイプ	(スタンダード) 70.760.001 70.760.501 (バイオスフェア) 70.760.201	250	2~20 $\mu$ l(黄) 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 50~200 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで)	P-100 (20~100 $\mu$ l) P-200 (20~200 $\mu$ l)	2~20 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで)	-	5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで)	2~20 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 2.5~25 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※250 $\mu$ lまで)
	(バイオスフェア) 70.760.211 (PCR Performance Tested) 70.760.411	200	20~200 $\mu$ l	P-200 (20~200 $\mu$ l)	20~200 $\mu$ l 5~50 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	-	20~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)	20~200 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l (※200 $\mu$ lまで)
70.765シリーズ	(スタンダード) 70.765 70.765.100 (バイオスフェア) 70.765.200	<b>NEW</b> 300	20~200 $\mu$ l 30~300 $\mu$ l	20~300 $\mu$ l	50~300 $\mu$ l	-	50~300 $\mu$ l	10~100 $\mu$ l 20~200 $\mu$ l 40~200 $\mu$ l 50~300 $\mu$ l	30~300 $\mu$ l
	(バイオスフェア) 70.765.210	<b>NEW</b> 300	-	-	-	-	-	-	-
70.762シリーズ	(スタンダード) 70.762 70.762.100 (バイオスフェア) 70.762.200	1,000	50~250 $\mu$ l 100~1,000 $\mu$ l	-	-	-	-	-	-
	(バイオスフェア) 70.762.211 (PCR Performance Tested) 70.762.411	1,000	100~1,000 $\mu$ l	P-1000 (200~1,000 $\mu$ l)	100~1,000 $\mu$ l	100~1,000 $\mu$ l	100~1,000 $\mu$ l	100~1,000 $\mu$ l	100~1,000 $\mu$ l